



دانشگاه صنعتی ققم
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دستور کار آزمایشگاه اپتیک

تهیه و تنظیم:

مهناز محمدی

فهرست مطالب:

۳	آزمایش دو شکاف یانگ.....
۷	آزمایش دو منشور فرنل.....
۱۰	آزمایش دو آینه فرنل.....
۱۳	آزمایش گوه هوا.....
۱۶	آزمایش حلقه های نیوتن.....
۲۰	آزمایش قطبش نور.....
۲۳	آزمایش تداخل سنج فابری-پرو.....
۲۹	آزمایش تداخل سنج مایکلسون.....
۳۴	پراش تک شکاف.....
۳۷	پیوست ها.....
۳۷	الف-گزارش کار.....
۳۷	ب- محاسبه خطا به روش لگاریتمی.....
۳۸	ج- رسم نمودار با استفاده از اکسل.....

آزمایش دو شکاف یانگ

وسایل آزمایش:

لیزر هلیوم نئون - میکروسکوپ - دستگاه دو شکاف یانگ با میله نگهدارنده - گیره چند منظوره - متر

هدف آزمایش:

۱- بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج

۲- اندازه گیری طول موج لیزر

مبانی تئوری:

اسحاق نیوتن برای نور خاصیت ذره‌ای قائل بود. در همان زمان، هویگنس نور را موجی فرض می‌کرد که از منبع نور به اطراف منتشر می‌شود. با آنکه پدیده‌هایی وجود داشت که با نظریه ذره‌ای سازگار نبود، ولی سیطره علمی اسحاق نیوتن چنان بود که کسی با آن مخالفت نمی‌کرد و کسی نظریه هویگنس را قبول نداشت. تا اینکه در اوایل قرن نوزدهم یانگ و فرنل هر کدام با آزمایش‌هایی موجی بودن نور را ثابت کردند. آزمایش‌هایی در مورد تداخل و پراش تنها با فرض موجی بودن نور توجیه می‌شوند.

وقتی دو ارتعاش نورانی به هم می‌رسند، بر هم نهاده شده و نوارهای تداخلی تشکیل می‌دهند. این نوارها تنها به شرطی تشکیل می‌شوند که ارتعاش‌های سازنده آنها هم همدوس باشند، یعنی اختلاف فاز آنها در هر لحظه مقدار ثابتی باشد و این امر زمانی مقدور می‌شود که ارتعاشها از یک منبع واحد حاصل شوند. یانگ اولین کسی بود که در سال ۱۸۰۲ به این مهم پی برد.


یانگ مقابل یک منبع نورانی، روزنه‌ای (S) قرار داد (این روزنه خود مانند یک چشمه نور عمل می‌کند). در مقابل این روزنه صفحه‌ای گذاشت که روی آن دو روزنه S_1 و S_2 به فاصله کمی از هم قرار گرفته بودند. در مقابل این دو روزنه هم پرده‌ای برای تشکیل تصویر جای داده شد.

نور خارج شده از منبع، پس از عبور از روزنه S بصورت دو پرتو همفاز به روزنه‌های S_1 و S_2 می‌رسد. روزنه‌های S_1 و S_2 نیز نور را به اطراف خود گسیل می‌کنند. S_1 و S_2 چون منابعی همدوسند، پس پرتوهای خروجی از آنها می‌توانند روی پرده طرح‌های تداخلی تشکیل دهند.

در نقطه تلاقی محور تقارن S_1 و S_2 با پرده، دو پرتو خروجی فاصله یکسانی طی می‌کنند، پس باهم همفاز بوده و تداخل سازنده انجام می‌دهند. از اینرو، این نقطه به صورت نوار روشن دیده می‌شود که آنرا نوار روشن مرکزی می‌گویند. پرتوهای دیگری که به نقاط دیگر روی پرده می‌رسند، چون مسیر مساوی طی نمی‌کنند، باهم اختلاف راه خواهند داشت. این

اختلاف راه، باعث ایجاد اختلاف فاز می‌شود. وقتی یکی از پرتوها به اندازه یک طول موج اختلاف راه بیشتری طی می‌کند، اختلاف فاز $\pi/2$ حاصل می‌شود و نتیجه تداخل آنها اولین نوار روشن، بعد از نوار روشن مرکزی، خواهد بود.

در فاصله بین نوار روشن مرکزی و اولین نوار روشن بعد از آن، نوار تاریکی خواهیم داشت و این نشانگر تداخل ویرانگر پرتوهای فرودی به این نقطه است. یعنی دو پرتو در فاز مخالف هم قرار داشته‌اند که پس از تداخل دامنه آنها صفر شده و منطقه تاریکی حاصل کرده‌اند. این نوارهای روشن و تاریک بطور متوالی و یک در میان در دو طرف نوار روشن مرکزی قرار می‌گیرند.



در شکل بالا اختلاف راه بین دو پرتو که به نقطه p می‌رسند برابر است با

$$\Delta = S_2P - S_1P$$

و در مثلث S_1AS_2 اختلاف راه برابر است با $\Delta \approx d \sin \theta$

با همین تقریب می‌توان نوشت $\sin \theta \approx \tan \theta = x/D$

$$\Delta = dx/D$$

برای یک فرانتز روشن با توجه به اینکه اختلاف راه باید مضرب درستی از طول موج باشد می‌توان نوشت:

$$\Delta = dx/D = m\lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

و یا برای فرانتز روشن m ام داریم $x = m\lambda D/d$

که m نشان دهنده‌ی فریز روشن معینی است که مرتبه فریز نامیده می‌شود.

روش آزمایش و اندازه گیری:

دو شکافی یانگ را در مقابل لیزر نئون هلیوم و در فاصله محدودی از آن قرار داده تا چشمه‌های هم‌دوس S_1 و S_2 تولید و سپس بر هم نهی و تداخل آن‌ها را در روی پرده مشاهده کنید. با استفاده از رابطه مقابل طول موج را به دست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

$$\lambda = \frac{xd}{mD}$$

d: فاصله بین دو تک شکاف

D: فاصله شکاف تا پرده

X: فاصله بین فرانتز روشن تا فرانتز مرکزی


M: مرتبه فرانتز

دفعات	m	$X(cm)$	$d(mm)$	$D(cm)$	$\lambda(A^0)$
1					
2					
3					
4					
5					

اندازه گیری با استفاده از میکروسکوپ:

این آزمایش با لامپ سدیم نیز انجام می‌شود با این تفاوت که در اینجا برای مشاهده تداخل نیاز به میکروسکوپ می‌باشد. البته باید توجه شود که برای مشاهده واضح هر شیئی با میکروسکوپ، آن شیئی باید در فاصله معینی (مانند ε) از عدسی شیئی میکروسکوپ قرار گیرد. به طوری که اگر لوله میکروسکوپ را دورتر یا نزدیک‌تر از این وضعیت قرار دهیم وضوح تصویر از بین می‌رود. لذا نوارهای تداخلی که در میکروسکوپ مشاهده می‌شود در فاصله ε از عدسی شیئی بوده و اگر لوله میکروسکوپ را دورتر یا نزدیک‌تر از این وضعیت کنیم، دسته نوارهای دیگری مشاهده می‌کنیم، به عبارت دیگر مانند این است که پرده مشاهده را دورتر یا نزدیک‌تر کرده‌ایم. بنابراین باید توجه داشت که در این حالت باید فاصله ε را نیز در محاسبه λ در نظر گرفت. بنابراین رابطه به صورت زیر اصلاح می‌شود.

$$\lambda = \frac{xd}{m(D' - \varepsilon)}$$



اندازه گیری ε :

لوله میکروسکوپ را به حالت عمودی در آورید و یک کاغذ که روی آن لکه‌ای با خودکار ایجاد کرده‌اید در مقابل عدسی میکروسکوپ قرار دهید. میکروسکوپ را به سمت بالا حرکت دهید و در جایی که تصویر لکه را به وضوح مشاهده کردید فاصله عدسی تا کاغذ را اندازه گیری (ε) کنید.

سؤالات

- ۱- چرا در این آزمایش از نور سفید استفاده نمی‌شود؟
- ۲- این آزمایش را با لامپ سدیم نیز انجام دهید و جدولی تهیه کرده و نتایج را در آن یادداشت کنید؟
- ۳- پس از اندازه گیری طول موج لیزر این بار شکاف را تعویض کرده و در این حالت با تکرار آزمایش و طول موج محاسبه شده در قسمت قبل فاصله شکاف را محاسبه کنید؟
- ۴- آیا فاصله بین دو فریز متوالی در این آزمایش ثابت است؟ چرا؟
- ۵- خطای نسبی و مطلق طول موج را بدست آورید؟
- ۶- با استفاده از محاسبه دیفرانسیل انتگرالی خطای اندازه گیری طول موج را بدست آورید؟

آزمایش دو منشور فرنل


هدف آزمایش:

- ۱- بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج از دو منبع تک رنگ همدوس
- ۲- اندازه گیری طول موج نور لامپ سدیم


مبانی تئوری:

فرنل در اوایل قرن نوزدهم آزمایش‌هایی را انجام داد که خاصیت موجی بودن نور را اثبات می‌کردند. این آزمایشها شامل آزمایش دو آینه فرنل و آزمایش دو منشور فرنل بودند که در آنها مانند آزمایش دو شکاف یانگ، پدیده تداخل به صورت طرحهای تداخلی روی پرده ظاهر می‌شد. فرنل با علم به اینکه برای انجام تداخل باید نور از منابع همدوس گسیل شود، یک منبع را به دو منبع مجازی تقسیم کرد. در این آزمایش دو منشور فرنل را بررسی کرده و دو آینه فرنل موضوع آزمایش بعدی خواهد بود.

وقتی نور یک چشمه‌ی نقطه‌ای به یک وجه منشور می‌خورد در خروج از آن مقداری منحرف می‌شود که این انحراف به سمت قاعده منشور است و مانند آن است که از چشمه‌ای گسیل می‌شود که نسبت به چشمه‌ی فیزیکی مقداری به سمت رأس منشور جا به جا شده است. اگر دو منشور را از قاعده‌ها به هم بچسبانیم و باریکه‌ای را طوری بتابانیم که هر منشور در معرض قسمتی از سطح مقطع باریکه قرار گیرد آنگاه دو قسمت باریکه در خروج از دو منشور به سمت هم متمایل شده و مانند آن است که از دو چشمه گسیل می‌شوند. از آنجایی که این دو چشمه از یک چشمه‌ی فیزیکی ناشی می‌شوند با هم همدوس‌اند.



بنابراین امواج حاصل از این دو چشمه مجازی در روی پرده‌ای که در مقابل منشورها قرار داده می‌شود تداخل نموده و بنابراین این آزمایش مشابه آزمایش دو شکافی یانگ می‌شود. اگر دو منشور در فاصله L از شکاف متغیر طوری قرار داده شود که فصل مشترک منشورها با شکاف موازی باشد از چشمه S دو چشمه مجازی S_1 و S_2 حاصل می‌گردد و امواج مربوط به آنها با یکدیگر تداخل می‌نمایند (شکل پایین).



پرده مشاهده در امتداد Δ و به فاصله D_1 از منشور نهاده می‌شود. اگر فاصله S_1S_2 را d و $L+D_1$ را D بنامیم لذا می‌توانیم رابطه دو شکاف یانگ برای طول موج را نوشته و طول موج نور منبع تک رنگ را محاسبه نمود:

$$\lambda = \frac{xd}{mD} = \frac{xd}{m(L + D_1)}$$

روش آزمایش و اندازه گیری:

این آزمایش را با لامپ سدیم انجام می‌دهیم. سیم‌های رابط لامپ را وصل کرده و آنرا روشن نماییم تا گرم شود، به کمک گیره‌های چند منظوره دستگاه دو منشوری را در ابتدای میز اپتیکی و شکاف متغیر را در فاصله حدود 4cm پشت آن نصب کرده و امتداد فصل مشترک منشورها و نیز امتداد شکاف را در امتداد قائم و لامپ سدیم را پشت شکاف متغیر قرار دهید و شکاف را حدود چند میلیمتر باز نماییم و مطمئن شوید نور لامپ سدیم پس از عبور از شکاف به فصل مشترک دو منشور می‌تابد، حال عرض شکاف را به حدود نیم میلیمتر کاهش دهید و کاغذ سفیدی را در فاصله حدود 2cm از دو منشوری و عمود بر امتداد تابش نور نگهدارید، ملاحظه می‌شود که مناطق روشن‌تر همان مناطق تداخلی است که ایجاد شده است.

لوله میکروسکوپ اندازه گیری را افقی نماییم و مطمئن شوید که ارتفاع آن مناسب است. میکروسکوپ را طوری قرار دهید که اولاً عدسی شئی آن در مرکز منطقه تداخلی قرار گیرد ثانیاً امتداد لوله عمود بر سطح منشورها باشد، حال به داخل چشمی میکروسکوپ نگاه کنید قاعدتاً باید منطقه تداخلی مشاهده شود، با تغییر دادن عرض شکاف و دقت بیشتر در موازی کردن فصل مشترک‌ها منشورها و شکاف، وضوح نوارها را تا حد ممکن افزایش می‌یابد. هنگامی که نوارهای تداخلی واضح تشکیل شدند فاصله m نوار روشن از یکدیگر را اندازه گیری کنید (X).

فاصله میان شکاف متغیر تا منشور (L) و همچنین فاصله منشور تا عدسی شئی میکروسکوپ (D_1') را اندازه گیری کنید.

اندازه گیری d:

میکروسکوپ را به سطح دو منشور نزدیک کنید تا تصاویر مجازی و واضح S_1 و S_2 را ببینید. تار عمودی میکروسکوپ را با S_1 منطبق کنید و میکرومتر را قرائت کنید. سپس تار عمودی را به سمت S_2 حرکت داده و دوباره میکرومتر را قرائت کنید. اختلاف این دو مقدار همان d می باشد. این اندازه گیری را سه بار تکرار کنید و مقدار میانگین d را بدست آورید.

اندازه گیری ϵ :

لوله میکروسکوپ را به حالت عمودی در آورید و یک کاغذ که روی آن لکه ای با خودکار ایجاد کرده اید در مقابل عدسی میکروسکوپ قرار دهید. میکروسکوپ را به سمت بالا حرکت دهید و در جایی که تصویر لکه را به وضوح مشاهده کردید فاصله عدسی تا کاغذ را اندازه گیری (ϵ) کنید.

سوالات

۱- رابطه ای برای اندازه گیری طول موج با میکروسکوپ بنویسید و سپس جدول زیر را کامل کنید.

دفعات اندازه گیری	m	x	d	D'_1	L	ϵ	$L + D'_1 - \epsilon$	λ
میانگین	---	-----						

۲- خطای نسبی و مطلق طول موج را بدست آورید؟

۳- با استفاده از محاسبه دیفرانسیل انتگرالی خطای اندازه گیری طول موج را بدست آورید؟

۴- آیا در این آزمایش می توان از نور سفید استفاده کرد؟

۵- نتیجه گیری کلی شما در مورد این آزمایش چیست؟

آزمایش دو آینه فرنل

وسایل آزمایش:

لیزر هلیوم نئون - دستگاه دو آینه فرنل با میله نگهدارنده - گیره چند منظوره - عدسی - متر

هدف آزمایش:

۱- بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج از دو منبع تک رنگ همدوس

۲- اندازه گیری طول موج لیزر

تئوری آزمایش:


در آزمایش قبل دو منشور فرنل را بررسی کردیم حال در این آزمایش به بررسی دو آینه فرنل می پردازیم.

روش کار فرنل در آرایش دو آینه، به این صورت بود که دو آینه تخت M_1 و M_2 را تحت شیب کوچک θ به هم چسباند و آنرا مقابل منبع نوری S قرار داد. وقتی نور به آینه M_1 می تابد، از روی آن بازتاب می کند، ناظری که از بالا به این آینه نگاه می کند، چنین تصور می کند که نور از منبع S_1 در پشت آینه می آید. این پرتوهای بازتابی منطقه ای را در روی پرده روشن می کنند.

همزمان با آینه M_1 ، آینه M_2 نیز باریک‌های فرودی به خود را بازتاب می دهد و ناظری هم که به آینه M_2 نگاه می کند، گمان می کند که نور بازتابی از منبع S_2 در پشت آینه به او می رسد. پرتوهای بازتابی از این آینه هم منطقه دیگری را روی پرده روشن می کنند.

می دانیم که منابع S_1 و S_2 منابعی مجازی هستند، ولی هر دو، تصویر همزمان تک منبع S می باشند. پس جبهه‌های حاصل از آنها، چون از یک چشمه ناشی شده‌اند، همدوسند. بنابراین، در محدوده‌ای از پرده که پرتوهای بازتابی از دو آینه، همپوشانی می کنند، امکان تداخل وجود خواهد داشت. یعنی در آن محدوده نوارهای روشن و تاریک خواهیم داشت.


اگر زاویه سطح در آینه θ و فاصله چشمه خطی S از فصل مشترک دو آینه R باشد، چون یکی از آینه‌ها را با اندازه θ رادیان دوران داده‌ایم لذا تصویر S_1 نسبت به S_2 حول فصل مشترک آینه‌ها به اندازه 2θ دوران نموده و با توجه به کوچک بودن θ داریم (شکل زیر):



$$d = S1S2 = R * 2\theta$$

بنا به ملاحظات نظری در آزمایش دو شکاف یانگ چنانچه فاصله پرده از فصل مشترک آینه‌ها با D_1 و فاصله فصل مشترک آینه‌ها را تا پرده D بنامیم، با استفاده از رابطه مربوط به دو شکاف یانگ داریم:

$$\lambda = \frac{y_m * d}{mD} = \frac{y_m * 2R\theta}{m(D1 + R)}$$



روش آزمایش:

پرتوی لیزر هلیوم نئون را به فصل مشترک دو آینه تابانده به طوری که دو پرتوی حاصل نزدیک به هم و شبیه دو لکه روشن ظاهر گردد. فاصله لکه‌ها از یکدیگر را x و فاصله پرده تا صفحه مشترک را L نامیده، در نتیجه $2\theta = \frac{x}{L}$ عدسی را میان آینه‌ها و لیزر قرار دهید تا طرح‌های تداخلی در روی دیوار مشاهده شود، حال با استفاده از رابطه زیر طول موج را به دست آورید.

$$\lambda = \frac{y_m * d}{mD} = \frac{y_m * 2R\theta}{m(D1 + R)}$$

سؤالات:

۱- جدول زیر را کامل کنید.

دفعات اندازه گیری	m	$x(mm)$	$R(cm)$	$D_1(cm)$	$\theta = \frac{x}{2L}$	$\lambda(\text{Å})$
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
میانگین	---	---	---	-----		

۲- خطای نسبی و مطلق طول موج را بدست آورید؟

۳- با استفاده از محاسبه دیفرانسیل انتگرالی خطای اندازه گیری طول موج را بدست آورید؟

۴- علت خطا در آزمایش را توضیح دهید؟

با توجه به شکل می‌توان نوشت

$$\theta \approx \operatorname{tg}\theta = \frac{AB}{OA} = \frac{t}{OA} = \frac{m\lambda}{2OA}$$

که m مرتبه نوار تاریک از محل فصل مشترک تیغه‌هاست

$$2t_1 = m_1\lambda$$

$$2t_2 = m_2\lambda$$

با کم کردن دو رابطه بالا از یکدیگر داریم:

$$2(t_2 - t_1) = (m_2 - m_1)\lambda$$

$$\theta \approx \operatorname{tg}\theta = \frac{t_2 - t_1}{BD} = \frac{(m_2 - m_1)\lambda}{2BD}$$

فرض کنید یک ورقه کاغذ به ضخامت x موجب ایجاد زاویه θ شده باشد و فاصله لبه کاغذ از فصل مشترک تیغه‌ها L باشد، در این صورت داریم:

$$\theta \approx \operatorname{tg}\theta = \frac{x}{L} = \frac{t_2 - t_1}{BD} = \frac{(m_2 - m_1)\lambda}{2BD}$$

$$x = \frac{m_2 - m_1}{2BD} L\lambda$$

$$x = \frac{\Delta m}{2\Delta y} L\lambda$$

روش آزمایش:

گوه هوا (تیغه شیشه‌ای) را بر روی شیشه میکروسکوپ قرار دهید و در یک سمت آن یک برگ کاغذ نازک قرار دهید سپس تیغه شیشه‌ای و لامپ سدیم را با استفاده از سه پایه نصب کنید. زاویه تیغه شیشه‌ای بایستی ۴۵ درجه باشد، برای تنظیم این زاویه بایستی از بالای تیغه عمود به آن نگاه کنید، اگر زاویه درست باشد شما می‌توانید بازتاب پرتوهای لامپ سدیم را که قبلاً روشن کرده‌اید در سطح گوه هوا ببینید.

لوله میکروسکوپ را عمود کرده و آن را به سمت سیستمی که نصب کرده‌اید حرکت دهید. هنگامی که روبروی گوه هوا قرار گرفتید از داخل چشمی به گوه هوا نگاه کنید، برای اینکه بتوانید فریزها را واضح کنید میکروسکوپ بایستی بر فضای بین دو شیشه فوکوس شود. برای این کار با تغییر ارتفاع میکروسکوپ بر روی شیشه میکروسکوپ فوکوس کنید سپس ارتفاع را در حدود ۲ تا ۳ میلیمتر زیاد کنید، اکنون بایستی بتوانید فریزهای تداخلی را مشاهده کنید، اگر این فریزها واضح نیستند سعی کنید

با تغییر ارتفاع برروی آنها فوکوس کنید. راستای فیریزها بایستی بر راستای حرکت میکروسکوپ عمود باشد، اگر اینگونه نیست مکان کاغذی را که در زیر گوه قرار داده‌اید را اندکی جابجا کنید تا راستای فیریزها عمود بر راستای حرکت میکروسکوپ شوند، اکنون ضخامت چند فیریز را اندازه بگیرید فاصله لبه کاغذ تا مکان تماس گوه هوا با شیشه را با یک کولیس اندازه گیری کنید و با استفاده از رابطه ضخامت کاغذی را که استفاده کرده‌اید بدست آورید.

سؤالات

۱- جدول زیر را کامل کنید. با توجه به اینکه $\lambda = 5893 \text{ \AA}$ است.

مرتبه	Δm	$y_m(mm)$	$y_{m1}(mm)$	$L(cm)$	$\Delta y_m(mm)$	$\frac{\Delta m}{\Delta y_m}$	$x(mm)$
1							
2							
3							
4							
5							

۲- مقدار میانگین ضخامت کاغذ را بدست آورید؟

۳- با استفاده از محاسبه دیفرانسیل انتگرالی خطای اندازه گیری ضخامت کاغذ را بدست آورید؟

۴- دو کاربرد در صنعت این آزمایش را نام ببرید؟

آزمایش حلقه‌های نیوتن

وسایل آزمایش:

لامپ سدیم همراه با پایه‌ی میله نگهدار و حفاظ آن - منبع تغذیه لامپ سدیم - دستگاه حلقه نیوتن - میز اپتیکی و سه پایه مربوطه - میله - گیره چند منظوره - تیغه شیشه‌ای - میکروسکوپ

هدف آزمایش:

۱- بررسی موجی بودن نور از طریق تداخل امواج بازتابشی از دو سطح مسطح و کروی مربوط به چشمه گسترده

۲- مشاهده حلقه‌های نیوتن و تحقیق رابطه $r_m^2 = \lambda Rm$ در فریزهای تاریک بازتابی

مبانی تئوری:

حلقه‌های نیوتن پدیده‌ای است که در اثر انعکاس نور بین دو سطح محدب و تخت که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند بوجود می‌آید. اگر آزمایش با استفاده از نور تک رنگ انجام شود، این پدیده بصورت حلقه‌های تداخلی هم مرکز تاریک و روشن دیده می‌شود که در نقطه تماس بین دو سطح متمرکز شده‌اند.

وقتی که نور یک چشمه گسترده به یک لایه شفاف می‌تابد، کسری از نور از سطح اول و کسر دیگری از آن از سطح دوم لایه منعکس می‌شود. اگر یک ناظر به لایه نگاه کند (مطابق شکل زیر) هر دو پرتو همیوگ (دو پرتوی که از یک پرتو منشعب شده‌اند) وارده به چشم روی شبکه به هم می‌رسند و با هم تداخل می‌کنند. اگر لایه به حد کافی نازک باشد، امتداد این دو پرتو تقریباً لایه همدیگر را قطع می‌کنند و شدت حاصله به اختلاف فاز بین آنها بستگی دارد.

اختلاف فاز از دو عامل ناشی می‌شود، یکی مسیر (δ_p) و دیگری نوع بازتاب (δ_r)

$$\delta = \delta_p + \delta_r$$

δ_p از رابطه $\delta_p = 2n_f t \cos \theta_i$ به دست می‌آید، که t ضخامت، n_f ضریب شکست لایه، θ_i زاویه شکست نور در داخل لایه است. اگر هر دو انعکاس داخلی و یا خارجی باشند δ_r صفر و در غیر اینصورت برابر π است.

در تداخل دو باریکه داریم:

$$\delta = 2m\pi \quad (\Delta = m\lambda)$$

$$\delta = (2m+1)\pi \quad \left(\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \right)$$

با نور تکفام دو عامل در شدت مؤثرند، یکی زاویه تابش و دیگری ضخامت لایه. اگر ضخامت ثابت باشد، زاویه تابش تعیین کننده شدت است. اگر ضخامت لایه از جایی به جای دیگر تغییر کند این عامل غالب می‌شود و شدت بستگی به ضخامت لایه پیدا

می‌کند. نقاطی که ضخامت یکسان دارند با شدت یکسان دیده می‌شوند. پس یک سری نوارهای روشن و تاریک روی لایه دیده می‌شوند که هر نوار معرف نقاط هم ضخامت است.

دستگاه حلقه‌های نیوتن:

دستگاه حلقه‌های نیوتن از یک سطح تخت و یک سطح کروی تشکیل شده است، و بنابراین یک لایه هوا با ضخامت متغیر در آن تشکیل می‌شود. در نقطه O برای نوارهای تداخلی داریم

$$2t = 2n \frac{\lambda}{2} \quad (\text{شرط کمینه})$$

$$2t = (2n - 1) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{شرط بیشینه})$$


و در نقطه A که به فاصله r_m از نقطه O قرار دارد داریم

$$2(t + x) = 2(n + m) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{شرط کمینه})$$

$$2(t + x) = (2(n + m) - 1) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{شرط بیشینه})$$

M شماره نوار مورد مشاهده از مرکز است.

برای محاسبه اختلاف راه همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید



$$AH^2 = OH * HD$$

و یا

$$r_m^2 = x(2R - x) = 2Rx - x^2$$

چون مقدار x کوچک است از x^2 در برابر $2Rx$ صرفنظر می‌کنیم

$$r_m^2 = 2Rx \rightarrow R = r_m^2 / 2x$$

با توجه به اینکه $x = m \lambda / 2$ بنابراین $R = r_m^2 / m \lambda$

در نقطه تماس دو سطح ضخامت لایه هوا صفر است، پس تداخل ویرانگر داریم (در این آزمایش $\delta_r = \pi$) و شدت دارای مقدار کمینه است. در نقاطی که ضخامت هوا برابر با $\lambda/2, \lambda, 3\lambda/2, \dots$ است نیز کمینه شدت را داریم. پس شدت‌های کمینه در نقاطی روی سطح تشکیل می‌شوند که

$$t = m \frac{\lambda}{2}$$

به ازای $m = 0$ یک نقطه ولی به ازای $\lambda/2$ تعدادی بیشتر از نقاط هستند که در آن نقاط ضخامت لایه $\lambda/2$ است. این نقاط روی یک دایره قرار دارند. برای سایر مقادیر t نیز وضع به همین منوال است.

روش آزمایش:

لامپ سدیم را روشن کنید تا گرم شود. تیغه شیشه‌ای را توسط میله سه پایه طوری تنظیم کنید که با افق زاویه 45° داشته باشد تا بتواند نور لامپ را منعکس کند و نور به صورت عمودی به دستگاه حلقه‌های نیوتن برخورد کند. لوله میکروسکوپ را به صورت عمودی در آورده و با تغییر فاصله آن سعی کنید تا دایره‌های هم مرکز تاریک و روشن را مشاهده کنید. دقت کنید که مرکز تاریک باشد. اگر مرکز تاریک نباشد معلوم می‌شود که عدسی و شیشه تخت با هم تماس ندارند، با پیچهای تنظیم فریز مرکزی را تاریک کنید.

توجه: پیچهای تنظیم نباید در حدی سفت باشند که دو قطعه به هم فشرده شوند.

قطر چند فریز تاریک را با استفاده میکرومتر روی میکروسکوپ اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. (برای شعاعهای سمت راست و چپ مرکز به دست آورید). بهتر است ابتدا مرکز تارهای چشمی را بر نوار تاریک مرکزی منطبق کنید و عدد میکرومتر را یادداشت کنید و سپس به کمک پیچ میکرومتر مرکز تار چشمی را به اندازه ۵ نوار تاریک جابه جا کنید و دوباره عدد میکرومتر را یادداشت کنید. این کار را برای هر ۵ نوار یکبار انجام دهید.

۱- جدول زیر را کامل کنید.

طرف راست مرکز		طرف چپ مرکز		$r_{m(mm)} = \frac{l_{2m} - l_{1m}}{2}$	$(r_m)^2$
m_1	l_{1m}	m_2	l_{2m}		

۲- منحنی نمایش تغییرات r_m^2 را بر حسب m (شماره کمینه مرکزی صفر است) رسم کرده شیب آن را تعیین و از روی آن R را به دست آورید.

۳- اگر این آزمایش با نور سفید انجام شود. چه تغییری مشاهده می کنید؟

۴- چگونه می توان تشخیص داد که بین دو سطح کروی و مسطح فاصله وجود دارد یا خیر؟

۵- یک کاربرد این آزمایش را نام ببرید؟

آزمایش قطبش نور

وسایل آزمایش:

لیزر هلیم نئون - پلاریزور مدرج ۲ عدد - میزچه اپتیکی - نورسنج - پهن کننده پرتو نور - گیره چند منظوره

هدف آزمایش:

- ۱- تحقیق قانون مالوس
- ۲- ایجاد نور قطبیده خطی از نور طبیعی
- ۳- تأثیر محیط ناهمسانگرد بر نور قطبیده

مبانی تئوری:


محیط‌های ناهمسانگرد می‌توانند بر نور طبیعی تأثیر و انرژی نوسانات الکترومغناطیسی را که از آن می‌گذرد در امتدادهای مختلف با ضریب متفاوتی جذب کنند، لذا توزیع فضایی دامنه امواج تغییر کرده و به صورت نسبی قطبیده می‌شوند، مثلاً اگر یک محیط ناهمسانگرد شدت امواج الکترومغناطیسی را که در امتداد z منتشر می‌شوند در امتداد y به اندازه ۵۰٪ و در امتداد x به اندازه‌ی ۲۰٪ جذب کند دامنه امواج خروجی در دو امتداد x و y تغییر کرده و به طور نسبی در امتداد x قطبیده می‌شود.

اگر میزان جذب مثلاً در امتداد y ، ۱۰۰٪ باشد، نور خروجی از محیط قطبیده خطی می‌شود. اگر در امتداد x جذب صورت نگیرد شدت نور خروجی از محیط ناهمسانگرد که آن محیط را قطبشگر می‌نامیم، نسبت به نور طبیعی تابیده به آن نصف می‌شود و کاملاً قطبیده است.

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}$$

به این محیط ناهمسانگرد قطبشگر (پلاریزور) می‌گویند، محور یک چنین قطبشگری راستای بردار میدان الکتریکی یک موج را که کم و بیش عبور می‌دهد، تعریف می‌نماید. شدت موج نوری که بردار میدان الکتریکی آن بر محور انتقال عمود است جذب یا ضعیف می‌شود. یک قطبشگر ایده آل قطبشگری است که به طور کامل برای نور به طور خطی قطبی شده در راستای محور انتقال شفاف و در راستای عمود جاذب باشد.

بر اساس قانون مالوس اگر نور قطبیده خطی با شدت I_0 به قطبشگر کاملی که سطح قطبش آن با امتداد نوسانات الکتریکی موج زاویه θ می‌سازد بتابد، شدت نور خروجی از رابطه $I = I_0(\cos \theta)^2$ به دست می‌آید. طبق شکل زیر داریم



$$A_x = A_0 \cos \theta$$

$$A_y = A_0 \sin \theta$$

اگر A_y کاملاً جذب شود، داریم (قانون مالوس):

$$\frac{A_x}{A_0} = \cos \theta \quad \text{بنابراین} \quad \frac{I}{I_0} = \frac{A_x^2}{A_0^2}$$

$$I = I_0 (\cos \theta)^2$$

صفحات پلاروئید با مشخصات $HN - \alpha$ به معنی صفحه‌ای است که اگر نور طبیعی به آن بتابد α در صد آن به صورت قطبیده خطی از آن خارج می‌شود. بدیهی است اگر نور قطبیده خطی که در امتداد سطح قطبش این پلاروئید نوسان می‌کند به آن بتابد، نور با شدت 2α درصد با نوساناتی در همان امتداد، قطبشگر را ترک می‌کند.

روش آزمایش:

تعیین مشخصه پلاروئید:

لیزر هلیوم نئون را روی میزچه اپتیکی و در مقابل آن پهن کننده پرتو نور و سپس دو عدد پلاریزور را در فواصل حدود ۱۰ cm از یکدیگر روی میزچه نصب نمایید. در آخر آشکار ساز یا نور سنج را قرار دهید به طوری که تمام آنها در یک امتداد قرار گرفته و نور لیزر به نور سنج برسد.

حال هر دو قطبشگر را از مسیر نور بردارید و پهن کننده پرتو را طوری تنظیم کنید که قطر نور تابیده به نور سنج حدود یک سانتی متر شود. شکاف نور سنج را تا حدی ببینید که میلی ولت‌متر آن عدد ۱۰۰ میکرو ولت را نشان دهد. (توجه داشته باشید که توان خروجی لیزر ثابت نمی‌ماند و کم و زیاد می‌شود. بنابراین مدتی صبر کنید و ترتیبی دهید که بزرگترین مقداری که میلی ولت‌متر نشان می‌دهد ۱۰۰ باشد) اکنون یک از قطبشگرها را در مسیر نور، قرار داده و عدد میلی ولت‌متر را بخوانید و با استفاده از رابطه

$$\frac{I}{I_0} = \frac{V}{V_0} = \alpha$$

مقدار α را به دست آورید و مشخصه قطبشگر را به صورت $HN - \alpha$ بنویسید، قطبشگر را به قطبشگر دوم تعویض کرده و مقدار را برای آن نیز به دست آورید.

قانون مالوس:

هر دو قطبش گر را در مسیر لیزر قرار دهید و زاویه آنها را روی صفر قرار دهید. سپس زاویه یکی از قطبش گرها را ۱۰ درجه افزایش دهید و عدد میکروولت متر را یادداشت کنید. سپس جدول زیر را کامل کنید.

درجه θ	V_0	V_2	$\alpha_2 = \frac{V_2}{V_0}$
0			
10			
20			
30			
40			
50			
60			
70			
80			
90			

سؤالات

- ۱- منحنی تغییرات $\frac{V_2}{V_0}$ را بر حسب θ رسم کنید.
- ۲- منحنی $\cos^2 \theta$ را بر حسب θ رسم کنید.
- ۳- از نمودارهای رسم شده چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
- ۴- پلاریزور چگونه باعث قطبش نور می‌شود؟

آزمایش تداخل سنج فابری پرو

وسائل آزمایش:

دستگاه فابری-پرو، لامپ سدیم، سه پایه، منبع تغذیه‌ی لامپ سدیم، لامپ جیوه پر فشار، فیلتر سبز، سه پایه رومیزی بزرگ قابل تنظیم

هدف آزمایش:


۱- مشاهده پدیده تداخل در تداخل سنج فابری-پرو

۲- مدرج کردن تداخل سنج

۳- اندازه گیری طول موج‌های غیر مشخص لامپ جیوه و اندازه گیری اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم

مبانی تئوری

این تداخل سنج نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط چارلز فابری و آلفرد پرو ساخته شد و در نور شناخت جدید از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این دستگاه علی‌الاصول از دو سطح موازی با بازتابدگی بالا، که با فاصله d از یکدیگر قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. در عمل دو شیشه نیمه اندود یا آلومینیوم اندود که از نظر نوری تخت‌اند، سطوح بازتابنده مرزی را تشکیل می‌دهند. در مواقعی که این دستگاه به عنوان تداخل سنج بکار می‌رود، طول هوای مسدود در بین دو سطح بازتابنده از چندین میلیمتر تا چندین سانتیمتر تغییر می‌کند، اگر بتوان این طول را با حرکت دادن یکی از آینه‌ها بطور مکانیکی تغییر داد آن را تداخل سنج می‌نامند. وقتی که این آینه‌ها ثابت شوند و با پیچ کردن آنها به نوعی پایه برای موازی بودن تنظیم شده باشند نسجه نامیده می‌شود.



همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید پرتو نوری پس از برخورد با سطح قسمتی از آن عبور کرده و قسمتی از آن بازتاب می‌شود و این عبور و بازتاب هنگام عبور از سطح دوم نیز اتفاق می‌افتد. اگر فاصله دو سطح d باشد اختلاف راه دو پرتو نوری به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$a = 2l - d \tan \theta \sin \theta = \frac{2d}{\cos \theta} - \frac{2d \sin^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$a = 2d \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta} = 2d \cos \theta$$

اختلاف فاز دو پرتو متوالی برابر خواهد بود با

$$\delta = ka = \frac{2\pi}{\lambda} 2d \cos \theta = \frac{4\pi}{\lambda} d \cos \theta$$

برای شدت بیشینه داریم

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda} d \cos \theta = 2m\pi$$

برای کلیه نقاط چشمه گسترده که در آن پرتو فرودی با زاویه θ نسبت به افق به سطح برخورد می‌کنند این شرایط برقرار بوده بنابراین مکان هندسی نقاط دایره خواهد بود و در مرکز $\theta=0$ است که در این حالت نوار روشن مرکزی در مرکز قرار دارد. نوار روشن مرتبه m ام مرکزی از رابطه زیر پیروی می‌کند

$$2d = m\lambda$$

با افزایش d مرتبه نوارها افزایش می‌یابد و مرتبه‌های بالاتر در مرکز پدیدار می‌گردند و لذا از مرکز نوارهای جدیدی پدیدار می‌گردند. با کاهش فاصله شعاع نوارها کاهش یافته و دایره‌ها در مرکز به تدریج محو می‌شوند.

از تداخل سنج فابری-پرو می‌توان برای تفکیک دو خط طول موج بسیار نزدیک به هم استفاده کرد. اگر بخواهیم دو خط طول موج λ_1 و λ_2 را از یکدیگر تفکیک کنیم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

ابتدا آینه‌های تداخل سنج را به یکدیگر می‌چسبانیم در این حالت درنوارهای حوالی مرکز داریم

$$2d_1 = m_1 \lambda_1$$

$$2d_2 = m_2 \lambda_2$$

چون $d=0$ است در این حالت $m_1=m_2=0$ است. مرتبه نوار برای هر دو طول موج صفر است و برهم منطبق هستند. با دور کردن تدریجی آینه‌ها از یکدیگر چون سرعت تولید نوارهای تداخلی طول موج کوتاهتر (مثلاً λ_2) سریع‌تر از طول موج بلندتر است به حالتی می‌رسیم که در آن

$$2d_1 = m_1\lambda_1 = \left(m_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_2$$

یعنی نوارهای λ_2 به اندازه نصف نوار از نوارهای λ_1 جلو زده‌اند. اگر فاصله آینه‌ها را باز هم بیشتر کنیم به حالتی می‌رسیم که نوارهای λ_2 به اندازه یک نوار از نوارهای λ_1 جلو می‌افتند. بنابراین در این حالت نوارها روی هم قرار می‌گیرند و یک دسته نوار مشاهده می‌شود. با افزایش فاصله آینه‌ها می‌توانیم به حالتی برسیم که دوباره نوارهای λ_2 به اندازه یک نصف نوار دیگر از نوارهای λ_1 جلو بیفتد

$$2d_2 = m_2\lambda_1 = \left(m_2 + \frac{3}{2}\right)\lambda_2$$

بنابراین با کم کردن دو رابطه بالا خواهیم داشت

$$2(d_2 - d_1) = (m_2 - m_1)\lambda_1$$

9

$$2(d_2 - d_1) = (m_2 - m_1 + 1)\lambda_2$$

با حذف $m_2 - m_1$ از دو رابطه بالا خواهیم داشت

$$2(d_2 - d_1) = \frac{2(d_2 - d_1)}{\lambda_1}\lambda_2 + \lambda_2$$

بنابراین

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda_2\lambda_1}{2(d_2 - d_1)} = \frac{\lambda^2}{2(d_2 - d_1)}$$

چون λ_1 و λ_2 بسیار به هم نزدیکند می‌توانیم رابطه آخر را بنویسیم. همانطور که مشاهده می‌کنید در رابطه بالا m وجود ندارد، یعنی لازم نیست ابتدا آینه‌ها بهم چسبیده باشند بلکه باید اختلاف فاصله آینه‌ها را برای دو حالت متوالی که دسته نوارهای λ_2 در وسط نوارهای λ_1 قرار گرفته باشند، بدست آوریم و سپس اختلاف طول موج‌ها را محاسبه کنیم.

روش انجام آزمایش

پس از روشن کردن لامپ سدیم و گرم شدن آن یک برگه‌ی کوچک را سوراخ کرده و آن را مقابل لامپ روی حفاظش بچسبانید. لامپ را در فاصله حدود ۱ متری دستگاه قرار دهید. عدسی را برداشته و از تداخل سنج به لامپ نگاه کنید. با پیچ‌های تنظیم آینه‌ها و جابه‌جا کردن آنها سعی کنید تصاویر سوراخ را برهم منطبق کنید. کاغذ را از مقابل لامپ بردارید اگر این کار را با دقت انجام داده باشید باید بتوانید حلقه‌های تداخلی را مشاهده کنید. با تنظیم دقیق‌تر پیچ‌های آینه‌ها سعی کنید تصویر را واضح‌تر کنید. حال عدسی را در مکانش قرار دهید. هم‌اکنون می‌توانید با پیچاندن میکرومتر و تغییر فاصله آینه‌ها تولید یا محو شدن نوارهای تداخلی در مرکز را ببینید.

مدرج کردن تداخل سنج

پس از تنظیم دستگاه عدد میکرومتر را قرائت کنید. پیچ میکرومتر را بچرخانید و تعداد نوارهای ایجاد شده در مرکز تا ۱۰ نوار را شمارش کنید و دوباره عدد میکرومتر را قرائت کنید. این کار را برای ۲۰۰ نوار تکرار کنید و جدول زیر را کامل کنید.

M1	d_1	M2	d_2	$d_1 - d_2 = \Delta d$	$\Delta m = m_2 - m_1$
0		100			100
10		110			100
20		120			100
30		130			100
40		140			100
50		150			100
60		160			100
70		170			100
80		180			100
90		190			100

همانطور که قبلاً ذکر شده برای نوار مرکز داریم $\theta=0$ بنابراین

$$2d = m\lambda$$

از دو طرف رابطه دیفرانسیل می‌گیریم

$$2\Delta d = \Delta m\lambda$$

پس با قرار دادن مقدار Δm و مقدار متوسط Δd از جدول بالا داریم

$$\Delta d = 50\lambda$$

حالا با یک نسبت تناسب می‌توانیم ضریب تبدیل را بدست آوریم

تغییر فاصله آینه‌ها	تغییر پیچ میکرومتر
50λ	Δd
α	۱

پس ضریب تبدیل برابر است با

$$\alpha = \frac{50\lambda}{\Delta d}$$

اندازه گیری اختلاف دو طول موج زرد لامپ سدیم

همانطور که قبلاً ذکر شد بسته با فاصله دو آینه در برخی موارد نوارها کاملاً بر هم منطبق‌اند و گاهی اوقات به شکل جفت جفت دیده می‌شوند. وقتی که حالت کاملاً منظمی مشاهده کردید و نوارها کاملاً بر هم منطبق بودند عدد میکرومتر را یادداشت کنید. به پیچاندن میکرومتر ادامه دهید تا دوباره نوارها جدا شوند و دونوار بین یکدیگر قرار گیرند در این حالت دوباره عدد میکرومتر را یادداشت کنید. این کار را برای ۵ بار تکرار کنید سپس با استفاده از ضریب تبدیل و رابطه

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2(d_2 - d_1)}$$

و با توجه به اینکه $\lambda = 5893 \text{ \AA}$ اختلاف دو طول موج لامپ سدیم را بدست آورید.

اندازه گیری طول موج سبز لامپ جیوه

لامپ سدیم را برداشته و به جای آن لامپ جیوه را قرار دهید. با استفاده از یک فیلتر سبز، نور سبز را مشاهده کنید. با شمارش تعداد نوارهای تداخلی با چرخاندن پیچ میکرومتر و با استفاده از رابطه مقابل طول موج سبز لامپ جیوه را حساب کنید.

$$2\Delta d = \Delta m\lambda$$

$$\lambda = \frac{\alpha \Delta d}{\Delta m}$$

سؤالات

- ۱- خطا در اندازه گیری ضریب تبدیل را بدست آورید؟
- ۲- کاربردهای تداخل سنج فابری- پرو را نام ببرید؟
- ۳- خطا در اندازه گیری طول موج سبز لامپ جیوه را محاسبه کنید؟
- ۴- لیزرهای فابری - پرو چگونه کار می کنند؟
- ۵- چرا نوارها به شکل دایره دیده می شوند؟
- ۶- برای بهتر شدن تصویر طرح تداخلی چه مواردی باید رعایت شود؟
- ۷- علت خطا در محاسبات چه مواردی می تواند باشد؟

آزمایش تداخل سنج مایکلسون

وسایل آزمایش:

لامپ سدیم همراه با پایه‌ی میله نگهدار و حفاظ آن - منبع تغذیه لامپ سدیم - دستگاه تداخل سنج مایکلسون - لامپ جیوه
پر فشار - فیلتر سبز جیوه


هدف آزمایش:

- ۱- مدرج کردن تداخل سنج مایکلسون
- ۲- اندازه گیری طول موج‌های لامپ جیوه


مبانی نظری:

تداخل سنج مایکلسون مثال مهمی از تداخل دو موج نوری است که در آن دو پرتو نتیجه تقسیم دامنه یک پرتو نوری بوده و در این تقسیم دو جبهه موج از نظر پهنا فرقی نخواهند کرد ولی شدت آنها کاهش خواهد یافت. طرح ساختمان دستگاه در شکل زیر نشان داده شده که قطعه‌های مختلف آن عبارتند از دو آینه خیلی صاف M_1 و M_2 و دو تیغه شیشه‌ای P_1 و P_2 . تیغه شیشه‌ای P_1 نیم نقره اندود است به قسمی که اشعه تابش را به دو قسمت تقسیم می‌کند و به سمت آینه‌های M_1 و M_2 می‌فرستد. در بازگشت دو شعاع در یک مکان بهم می‌رسند و تداخل می‌کنند مطابق شکل قسمتی از نور مسیر (۱) و قسمتی مسیر (۲) را طی می‌کند.

آن قسمت که مسیر (۱) را طی کرده از سطح P_1 منعکس می‌شود و اگر سطح منعکس کننده P_1 سطح دوم آن باشد، این نور از صفحه P_1 سه مرتبه عبور می‌کند در حالی که نور در مسیر (۲) یک مرتبه از این صفحه گذشته است. برای جبران اختلاف راه نور حاصله، تیغه P_2 را در مسیر (۱) قرار می‌دهند. این تیغه باید از جنس شیشه تیغه P_1 بوده و در زاویه یکسان با آن در مسیر نور قرار گیرد.



برای تشکیل فریز باید دو شرط مهم تأمین باشد. اول آنکه منبع نور گسترده باشد برای این منظور از یک شیشه مات استفاده می‌شود و دوم آنکه نور باید در حالت کلی تک رنگ یا تقریباً چنین باشد. نحوه تشکیل فریزها را می‌توان بدین صورت توضیح داد. اگر فاصله آینه‌های M_1 و M_2 از نقطه O کاملاً یکسان باشد تصویر M_1 در تیغه نیم گذر کاملاً بر تصویر M_2 منطبق می‌شود. با تغییر مکان آینه M_2 مثلاً به اندازه d راه نور عبوری به اندازه $2d$ تغییر می‌کند، بنابراین نوری که مسیر (۲) را طی کند مثل آن است که از M'_2 تصویر آینه M_2 در P_1 تابش شده است. اگر آینه M_2 جابجا شود، تصویرش M'_2 هم جابجا می‌شود. در نهایت با توجه به شکل زیر می‌توان اختلاف راه دو شعاعی که از نقطه S راهی چشم می‌شوند را بدست آورد:



$$2I_1I_2 - I_1H = \frac{2d}{\cos \theta} - 2d \tan \theta * \sin \theta = 2d \left(\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta \sin \theta}{\cos \theta} \right) = 2d \cos \theta$$

حال اگر اختلاف راه دو پرتو مضرب صحیحی از طول موج باشد تداخل سازنده خواهیم داشت.

$$2d \cos \theta_m = m\lambda \text{ سازنده}$$

و اگر مضرب نیمه صحیحی از طول موج باشد نتیجه تاریکی خواهد بود.

$$2d \cos \theta_m = (2m - 1) \frac{\lambda}{2} \text{ ویرانگر}$$

بتدریج که M_1 و M_2 نزدیک می‌شود، d کاهش می‌یابد، بنابراین حلقه‌ها به سوی مرکز جمع می‌شوند تا وقتی که d به اندازه‌ای کاهش یابد که حلقه بالاترین مرتبه ناپدید می‌شود. هر چه فریزهای ناپدید شده در مرکز بیشتر و بیشتر شود هر یک از حلقه‌های باقیمانده پهن‌تر می‌شود. وقتی $d = 0$ گردد (دو آینه برهم منطبق شوند) فریز مرکزی در تمام میدان دید پخش می‌شود. بطور کلی وقتی آینه متحرک جابجا شود فریزها در مرکز محو (یا تولید) خواهند شد. بنابراین اگر تغییر مکان آینه اندازه‌گیری شود و تعداد فریزهای محو (یا تولید) شده شمرده شوند. می‌توان طول موج نور بکار برده شده را مشخص نمود و یا برعکس با معلوم بودن طول موج مقدار جابجایی آینه به ازای یک درجه از پیچ میکرومتر قابل اندازه‌گیری است چنین اندازه‌گیری را مدرج کردن تداخل سنج گویند.

روش آزمایش

مدرج کردن تداخل سنج:

تداخل سنج باید روی یک میز بدون لرزش قرار گیرد. چشمه نور سدیم را در مقابل شیشه مات قرار دهید. برای عمود نمودن دو آینه باید یک سوزن را بین چشمه و تداخل سنج (ترجیحاً بر روی شیشه مات) نصب نمود. دو تصویر پر رنگ‌تر که مربوط به انعکاس نور از دو آینه است (تصویر ضعیف‌تر دیگر مربوط به سطح دوم تیغه نیم نقره اندود است) بوسیله دو پیچ که در پشت آینه ثابت نصب شده‌اند باید برهم منطبق نمود با تغییر آهسته این دو پیچ فریزها ظاهر می‌شوند، پیچ‌های تنظیم را باید خیلی آهسته چرخاند. در غیر این صورت ممکن است از حالتی که فریزها تشکیل می‌شوند رد شده و فریزی مشاهده نشود.

وقتی فریزها تشکیل شدند، با تنظیم بیشتر پیچ‌های فوق می‌توان فریزها را بهتر نمود بدین معنی که با حرکت چشم در میدان دید مکان فریزها باید ثابت باشد، بخصوص فریز مرکزی باید تغییر وضعیت ندهد. فریزها با چشم غیر مسلح و یا با یک تلسکوپ کم قدرت قابل مشاهده است. اگر پیچ میکرومتر آینه متحرک را تغییر دهید، بسته به اینکه فاصله کم یا زیاد شود، فریزها از مرکز تولید یا محو خواهند شد. برای m مشخصی (مثلاً ۱۰۰ فرانژ) تغییرات پیچ میکرومتری را می‌توان بدست آورد. برای این منظور درجه پیچ میکرومتری را بازای هر ۱۰ فریز، ۱۰ فریز تولید (یا محو) شده تا ۱۹۰ می‌خوانیم. اعداد بدست آمده را در جدول زیر یادداشت کنید و سپس با استفاده از روابط مقابل ضریب تبدیل را بدست آورید.

$$2d_2 \cos \theta = m_2 \lambda$$

$$2d_1 \cos \theta = m_1 \lambda$$

دو طرف رابطه را از هم کم می کنیم

$$2\Delta d = \Delta m \lambda$$

پس با قرار دادن مقدار Δm و مقدار متوسط Δd از جدول پایین داریم

$$\Delta d = 50\lambda$$

حالا با یک نسبت تناسب می توانیم ضریب تبدیل را بدست آوریم

تغییر فاصله آینه ها	تغییر پیچ میکرومتر
50λ	Δd
α	۱

$$\alpha = \frac{50 * \lambda}{\Delta d}$$

m_1	$d_1(\text{mm})$	m_2	$d_2(\text{mm})$	Δm	$\Delta d(\text{mm})$
0		100		100	
10		110		100	
20		120		100	
30		130		100	
40		140		100	
50		150		100	
60		160		100	
70		170		100	
80		180		100	
90		190		100	

اندازه گیری طول موج سبز لامپ جیوه

لامپ سدیم را برداشته و به جای آن لامپ جیوه را قرار دهید. با استفاده از یک فیلتر سبز، نور سبز را مشاهده کنید. با شمارش تعداد نوارهای تداخلی با چرخاندن پیچ میکرومتر و با استفاده از رابطه مقابل طول موج سبز لامپ جیوه را حساب کنید.

$$2\Delta d = \Delta m\lambda$$

$$\lambda = \frac{\alpha\Delta d}{\Delta m}$$

سوالات:

- ۱- خطا در اندازه گیری ضریب تبدیل را بدست آورید؟
- ۲- کاربردهای تداخل سنج مایکلسون را نام ببرید؟
- ۳- خطا در اندازه گیری طول موج سبز لامپ جیوه را محاسبه کنید؟
- ۴- برای بهتر شدن تصویر طرح تداخلی چه مواردی باید رعایت شود؟
- ۵- نتایج خود را با نتایج حاصل از تداخل سنج فابری-پرو مقایسه کنید و در مورد دقت هر دو روش بحث کنید؟

پراش سیم

وسایل مورد نیاز:

سیم، اسلاید، لیزر، پرده

هدف آزمایش:


۱- مشاهده پدیده پراش

۲- اندازه گیری ضخامت سیم


مبانی تئوری:

یکی دیگر از پدیده‌هایی که حرکت موجی نور را نشان می‌دهد پراش می‌باشد. پراش هنگامی مشاهده می‌شود که موج با مانعی که طول مانع در حد طول موج نور باشد واپیچیده شود. مانع می‌تواند شی کوچکی مانند سیم و یا روزنه یا شکافی روی پرده باشد که تنها بخشی از جبهه نور را عبور می‌دهد.

حالت کلی پراش به پراش فرنل معروف است در شکل زیر چشمه نور و پرده که نقش پراش روی آن دیده می‌شود در فاصله محدودی از شکاف قرار دارند در نتیجه پرتوهایی که از چشمه می‌آیند و پرتوهایی که به نقطه P می‌رسند موازی نیستند. هر گاه چشمه نور و پرده در فاصله دوری از شکاف قرار داشته باشند پراش را فرانهووفر می‌نامند (شکل وسط). در این حالت نور فرودی بر شکاف موازی تابیده و موازی به طرف پرده نیز تابیده می‌شود. اما می‌توان با قرار دادن دو عدسی شرایط پراش فرنل را بوجود آورد (شکل پایین).




شکل زیر شماتیکی از پراش را نشان می‌دهد، همانطور که مشاهده می‌شود پرتو مرکزی دارای بیشترین شدت می‌باشد با افزایش فاصله از پرتو مرکزی شدت کاهش می‌یابد.



نور تک فامی که به شکافی می‌تابد را در نظر بگیرید پرتویی که از وسط تک شکاف عبور کرده به نقطه P_0 می‌رسد و دیگر پرتوها که از نقاط مختلف شکاف به این نقطه می‌رسند هم فاز بوده و بنابراین نقطه روشن خواهد بود. حال اگر به نقطه p_1 توجه کنیم و به دو پرتو شکاف که به این نقطه می‌رسند توجه کنیم مشاهده می‌شود که این دو پرتو دارای اختلاف راه نوری می‌باشند که اختلاف آنها برابر است با

$$\delta = \frac{b}{2} \sin\theta$$



اگر این اختلاف راه برابر با نصف طول موج باشد آن نقطه تاریک خواهد بود.

با تقسیم کردن شکاف به تکه‌های کوچک‌تر و در نظر گرفتن هر تکه مشابه یک پرتو می‌توان مکان کمینه‌های دیگر پراش را نیز مشخص کرد محل کمینه‌های پراش در پرتو مشابه رابطه زیر خواهد بود:

$$b \sin \theta = K \lambda$$

که در آن k مرتبه کمینه‌های پراش است به نحوی که به ازای $K=1$ کمینه اول و لکه مرکزی بوجود می‌آید.

روش آزمایش

سیم را در مقابل لیزر قرار داده و سپس پرده را در مقابل آن قرار دهید. سپس جدول زیر را کامل کنید.

سیم	فاصله سیم تا پرده	پهنای لکه مرکزی	ضخامت سیم
A			
B			

سوالات:

- ۱- تفاوت پدیده‌های پراش و تداخل را به طور کامل توضیح دهید؟
- ۲- رابطه‌ای برای اندازه گیری ضخامت سیم بدست آورید؟
- ۳- خطای اندازه گیری در محاسبه ضخامت سیم را بدست آورید؟
- ۴- رابطه ای برای شدت پراش در مرتبه‌های مختلف بدست آورید؟

پیوست‌ها

الف- گزارش کار

در تهیه گزارش کار نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

موضوع آزمایش - نام و نام خانوادگی - تاریخ انجام آزمایش - تاریخ نوشتن گزارش کار و انجام آزمایش

هدف از انجام آزمایش

تئوری آزمایش با ذکر و اثبات روابط

روش انجام آزمایش

انجام محاسبات و کامل کردن جداول و همچنین محاسبه خطا

رسم نمودارها تنها از طریق نرم افزارهای موجود

پاسخ دادن به سئوالات آخر هر آزمایش

استنباط شخصی از آزمایش (این قسمت مهمترین کار دانشجو در آزمایشگاه می باشد)

ب- محاسبه خطا به روش لگاریتمی

ابتدا لازم به ذکر است که روش‌های محاسبه خطای نسبی و مطلق در موارد متعددی از جمله دستور کار آزمایشگاه فیزیک ۱ ارائه شده است و به منظور جلوگیری از تکرار در اینجا فقط روش محاسبه خطای لگاریتمی توضیح داده خواهد شد.

به بیان ساده برای محاسبه خطا ابتدا باید از رابطه لگاریتم گرفت و پس از آن دیفرانسیل گرفت به عنوان مثال

می‌خواهیم خطای لگاریتمی در رابطه زیر را بدست آوریم

$$X = ab \rightarrow \ln X = \ln a + \ln b \rightarrow \frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$$

مثال دیگر

$$X = \frac{a}{b} \rightarrow \ln X = \ln a - \ln b \rightarrow \frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta a}{a} - \frac{\Delta b}{b}$$

که در آن Δa و Δb دقت دستگاه اندازه گیری می باشند و a و b هم مقدار میانگین کمیت مورد نظر می باشد.

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$$

ج - رسم نمودار با استفاده از اکسل

در بسیاری از پژوهش‌ها به منظور بیان بهتر نتایج و انتقال ساده‌تر مفاهیم، توصیه می‌شود داده‌ها را دسته‌بندی کرده و در جدول‌ها و نمودارها نمایش داده شود. نرم‌افزارهای گوناگونی می‌توانند برای کشیدن نمودار به کار برده شوند. پرکاربردترین، ساده‌ترین و فراگیرترین نرم‌افزار موجود، برنامه‌ی اکسل از مجموعه‌ی میکروسافت آفیس می‌باشد. این برنامه اگر چه حرفه‌ای نیست، اما شروع خوبی برای یادگیری کاربرد نمودارها و کشیدن آن‌ها به کمک رایانه می‌باشد.



نخستین مرحله از رسم نمودار، وارد کردن داده‌ها در یک کاربرگ (**worksheet**) از برنامه‌ی اکسل می‌باشد. نام متغیرها یا گروه داده‌ها را نیز بالای ستون مربوط به آن بنویسید. معمولاً متغیر یا گروه داده را در ستون اول و فراوانی یا مقدار هر گروه یا متغیر را در ستون بعد روبروی آن وارد می‌کنند. برنامه‌ی اکسل متغیر یا گروه داده را به صورت خودکار، روی محور افقی و فراوانی یا مقادیر را روی محور عمودی نشان می‌دهد.


انواع نمودارهای پیش‌فرض در برنامه‌ی اکسل وجود دارد که هر کدام دارای کاربرد ویژه‌ی خود می‌باشد. به عبارتی هر کدام از انواع نمودارها برای بیان داده‌های خاصی مناسب‌ترند. در ادامه روش رسم نمودار خطی که برای بررسی نتایج آزمایشات کافی و مناسب می‌باشد، شرح داده شده است.

نمودار خطی:


این نوع نمودار برای تاکید بر روند و تغییرات مقادیر در طول زمان به کار می‌رود. برای رسم این نوع نمودار کافی است داده‌ها را وارد و انتخاب کنید و با رفتن به قسمت **Insert** و انتخاب الگوی **Linear** نمودار موردنظرتان را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب کردن (مارک کردن) داده‌ها توجه داشته باشید که تنها ستون مربوط به متغیر وابسته را انتخاب کنید و نام ستون‌ها را انتخاب نکنید. برنامه به طور خودکار ستون مربوط به متغیر مستقل را روی محور افقی و ستون مربوط به متغیر وابسته را روی محور عمودی نشان خواهد داد. این نمودار پرکاربردترین نوع نمودار در اکسل است.







برای تغییر مشخصات نمودار می‌توانید روی آن کلیک کنید. در بالای صفحه، قسمت منو، سربرگ‌های **Design**، **Layout** و **Format** پدیدار می‌شوند. از آن‌ها برای ایجاد تغییرات گوناگون در نمودارتان استفاده کنید. برای مثال جهت نمودار را می‌توانید مطابق شکل زیر تغییر دهید.



برای بدست آوردن فرمول خط (به منظور محاسبه شیب و عرض از مبدأ) و فیت کردن نقاط، پس از رسم نمودار، بر روی نمودار کلیک معمولی کنید و سپس بر همان جا، راست کلیک کنید و بر گزینه **Add Trendline...** کلیک کنید.



در پنجره ظاهر شده می‌توانید طریقه انطباق (فیت کردن، fit، سمپلینگ sampling) را مشخص کنید که با توجه به نموداری که کشیده‌اید، بهترین گزینه را انتخاب کنید (توانی، خطی، لگاریتمی با تعیین درجه توان، چندجمله‌ای، توانی یا خط عبوری از تمامی نقاط). مثلاً اگر می‌بینید که داده‌ها در یک خطاند تقریباً، می‌توانید گزینه دوم یعنی linear را انتخاب کنید. با انتخاب هر کدام، خط منطبق شده روی نمودار، نمایش داده می‌شود.



سپس برای نمایش معادله خط انطباقی، در پایین جدول باید گزینه **display Equation on chart** را تیک بزیند. اگر خواستید که مقدار **R-square** هم نمایش داده شود، باید تیک آن را هم بزیند (معیاری از این است که تا چقدر مقادیر x و y طبقان رابطه تطبیق داده شده به هم وابستگی دارند، چون عوامل دیگری بجز عامل x هم ممکن است در مقدار y مؤثر باشد).

در نهایت اگر خواستید که خط انطباقی، از مثلاً مبدأ بگذرد، باید گزینه **Set Intercept=0.0** را تیک بزیند.

The screenshot displays the Microsoft Excel interface with a line chart titled 'Chart 1'. The chart shows a data series 'y-x' and a linear trendline with the equation $y = 1.975x + 0.733$. A red arrow points to the equation on the chart. The 'Format Trendline' task pane is open, showing the 'Trendline Options' section. A red arrow points to the 'Set Intercept = 0.0' checkbox, which is currently unchecked. The 'Display Equation on chart' checkbox is checked.

X	Y
0	2
2	5
4	6
5	9
7	12
9	10
11	17
12	18
14	18
16	19

